

# CICATREX®


## Från Thuasne Scandinavia AB

Thuasne Cicatrex® Skin-sortimentet lämpar sig utmärkt interim-produkt i olika situationer, exempelvis vid behandling av ärr eller brännskada.


Materialets egenskaper möjliggör ett brett sortiment med både standardstorlekar och måttillverkade produkter, vilket säkerställer brukarnas individuella behov. Vid ärrskada bidrar Cicatrex till en omorganisation av kollagenfibrerna vilket motverkar ärrbildning i konjunktivvävnaden.

Övriga indikationer: Lymfologi (genitalt, primärt lymfödem hos barn)  
Efter kirurgi plastik / rekonstruktiv (förebygga ärrbildning)  
Brännskada (hypertrofiska ärr, keloider och ärr-retraktioner)

Thuasne Cicatrex® Skin-materialet består av en kombination av låg- och höglastiska fibrer. Du kan klippa i materialet utan att det repar upp sig och du kan därför anpassa produkterna helt efter dina önskemål. Den höga elasticiteten gör materialet mycket lätt att ta på och av och erbjuder överträffad rörelsefrihet.




### Armstrumpa



#### Omfång Handled

1	13 - 15 cm
2	15 - 17 cm
3	17 - 19 cm
4	19 - 21 cm
5	21 - 23 cm
6	23 - 26 cm

### Handskar



#### Omfång Hand

1	13 - 14.5 cm
2	15 - 16.5 cm
3	17 - 18.5 cm
4	19 - 20.5 cm
5	21 - 22.5 cm
6	23 - 24.5 cm
7	25 - 26.5 cm
8	27 - 28.5 cm

#### Fingerstrumpa\*

1	25 - 27 cm
2	29 - 31 cm

\* Fingerbasens omfång



Art nr 344601  
Fingerstrumpa

Varianter  
Storlek 1 (lång)  
Storlek 2 (kort)

Färg: Beige  
50-pack



Art nr 344801  
Lång handske  
slutna fingrar

Varianter  
Storlek 1-8

Färg: Beige, Svart



Art nr 344802  
Kort handske  
slutna fingrar

Varianter  
Storlek 1-8

Färg: Beige, Svart



Art nr 344803  
Kort handske  
öppna fingrar

Varianter  
Storlek 1-8

Färg: Beige, Svart



Art nr 344901  
CG armstrumpa

Varianter  
Storlek 1-6

Färg: Beige