


Måttabell Mobiderm

Mobiderm Autofit AG Armstrumpa med hand



	Omfångsmått			
	cG	cD	cC	cA
1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21
2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21
3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22
4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22
5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23
6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24
ℓCG Normal längd			40 - 45	
ℓCG Lång längd			45 - 50	


Mobiderm CG Armstrumpa

	Omfång		
	cC	cD	cG
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45
ℓCG Normal längd			40 - 45
ℓCG Lång längd			45 - 50

Mobiderm AC1 Handdelar

	Omfång	
	cC	cA
1	14 - 16	15 - 17
2	16 - 18	17 - 19
3	17 - 19	19 - 21
4	19 - 21	21 - 23
5	20 - 22	23 - 25
6	21 - 23	25 - 27

Mobiderm Autofit AD knästrumpa



	Omfångsmått		
	cB	cC	cD
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
ℓD Kort längd			38 - 40
ℓD Normal längd			40 - 42
ℓD Lång längd			42 - 44
ℓD Extra lång längd			44 - 46

Mobiderm Autofit AG Lårstrumpa

	Omfångsmått		
	cB	cC	cG
1	16 - 24	24 - 35	46 - 57
2	20 - 28	32 - 43	53 - 65
3	24 - 32	40 - 51	61 - 72
4	28 - 36	48 - 59	68 - 80
ℓG Kort längd			67 - 72
ℓG Normal längd			72 - 77
ℓG Lång längd			77 - 82
ℓG Extra lång längd			82 - 87

Viktigt att tänka på

- Dra inte åt måttbandet vid mättagning.
- Om brukarens mått hamnar på gränsen mellan två storlekar, välj alltid den större storleken.
- Välj att måttillverka när avvikelserna är för stora eller om brukaren inte passar in på någon standardstorlek.
- Behöver du ett måttband? Kontakta vår kundservice så löser vi det!