


Standardstorlekar – Måttabeller



MÅTTABELL

Stl	Handomfång (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm





Mät handflatans längd, från sida till sida.


HANDSKE – slutna fingrar 344802 HANDSKE – slutna fingrar 344803

Stl	Färg	Kvalitet
1		CICATREX SKIN
2		
3		
4	CARAMEL	
5		
6		
7	SVART	
8		




HANDSKE 3448 01 Slutna fingrar och långt avslut

Stl	Färg	Kvalitet
1		CICATREX SKIN
2		
3		
4	CARAMEL	
5		
6		
7	SVART	
8		



FINGERSTRUMPA 344601


Stl	Fingeromfång (A)	Längd	Färg	Kvalitet
1	25 - 27 mm	100 - 110 mm		CICATREX SKIN
2	29 - 31 mm			



Längdmått rakt över fingerbasen

ARMSTRUMPA

344901

Stl	Omfång (A)	Omfång (C)	Omfång (G)	Längd (AG)	Färg	Kvalitet
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm	39 cm		CICATREX SKIN
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm			
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm			
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm			
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm			
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm			

